

 LIMA&PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 258
		Data de elaboração	07/06/2024
		Data de efetivação	07/06/2024
		Revisão	00
		Página	1 de 2

ALCALIN ELEVADOR DE ALCALINIDADE AQUAPOL

FINALIDADE

ALCALIN ELEVADOR DE ALCALINIDADE AQUAPOL é um agente especialmente recomendado para recompor a alcalinidade total da água da piscina. O **ALCALIN ELEVADOR DE ALCALINIDADE AQUAPOL** possui características próprias que conferem maior estabilidade ao pH. A faixa ideal da alcalinidade total: 80 e 120 ppm. Alcalinidade abaixo de 80 ppm, pode causar corrosões nos equipamentos metálicos e instabilidade no pH. Alcalinidade acima de 120 ppm, pode causar acidez na água, tendências para o aparecimento de incrustações e o pH sempre elevado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Eleva a alcalinidade da água;
- Estabiliza o pH;
- Proporciona maior conforto aos banhistas.

MODO DE USAR

1. Utilize a **FITA TESTE 5 EM 1 AQUAPOL** e analise a Alcalinidade.
2. Para elevar adicione 15g/m³ (15 g por 1.000 litros de água). Essa dosagem elevará a alcalinidade em aproximadamente 10 ppm.
3. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina e aplique uniformemente sobre toda a superfície da piscina. **O uso da piscina será permitido 30 minutos após a aplicação do produto.**
4. Utilize a **FITA TESTE 5 EM 1 AQUAPOL** para análise diária do teor de cloro ativo que deve estar dentro da faixa recomendada de 1 a 3 ppm.
5. Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou consulte o fabricante do seu equipamento.
6. Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.
7. Utilize semanalmente o **AQUASHOCK 02 AQUAPOL** para manter a água da piscina pura e cristalina de maneira prática e simples.

ATENÇÃO: Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (solução 1,0%): 7,0 - 10,0

Aparência: Pó

Cor: Branco

COMPOSIÇÃO

Hidrogenocarbonato de sódio.

CÓPIA NÃO CONTROLADA - IMPRESSO EM: 07/06/2024
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 258
		Data de elaboração	07/06/2024
		Data de efetivação	07/06/2024
		Revisão	00
		Página	2 de 2

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo de luz. Após o uso, mantenha a embalagem fechada.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Não reutilizar a embalagem vazia. Telefone de emergência (CEATOX) 0800 0148 110. **Água: pode faltar. Não desperdice.**

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

2kg.

REGISTRO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.717204/2019-42.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0023-96
Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03
Av. Airton Borges da Silva, 1639 - CEP: 38402-333 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
Autorização de funcionamento n° 3.01.282-6
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br